

# **HAGMANN**

*précis • flexible • fiable*

## ***Hottes à Flux Laminaire***

*Garantit un environnement salle blanche  
exempt de poussière*



# Sécurité des produits avec Flux Laminaire

*#Plus de 15 ans d'expérience dans le développement et dans la construction d'hottes à flux laminaire.*

Le concept modulaire de Hagmann Tec SA permet des solutions individuelles sur mesure et selon les besoins du client.

## Notre gamme de produits:

- **HAG-TTLF: Table Top Flux Laminaire**  
La variante classique comme modèle de table
- **HAG-SSLF: Self Supporting Flux Laminaire**  
Hotte à flux laminaire autoportante
- **HAG-ECLF: Easy Cell Flux Laminaire**  
La cellule à flux laminaire comme solution simple et complète



HAG-TTLF: Table Top Flux Laminaire avec machine à scellage intégrée comme système d'emballage compact à haute protection



HAG-ECLF: Easy Cell Flux Laminaire



Armoire de stockage à flux laminaire: protection permanente contre les poussières et les particules

## Données techniques du système HAG-FFU

### #Classes de salles blanches 5 selon la norme ISO 14644-1

Classe ISO	Maximum de particules par m <sup>3</sup>					
	0.1 µm	0.2 µm	0.3 µm	0.5 µm	1.0 µm	5.0 µm
1	10	2				
2	100	24	10	4		
3	1'000	237	102	35	8	
4	10'000	2'370	1'020	352	83	
5	100'000	23'700	10'200	3'520	832	29
6	1'000'000	237'000	102'000	35'200	8'320	293
7				352'000	83'200	2'930
8				3'520'000	832'000	29'300
9				35'200'000	8'320'000	293'000

➤ Qualité maximale dans la zone de travail avec flux d'air en qualité ISO 5 (at rest)

➤ Niveau sonore à 0,20 m/s : <45 db



HAG-SSLF: Self Supporting Flux Laminaire avec plateau de table intégré

# Nos dimensions standard

## Nos modèles standard HAG-TTLF


Numéro d'article	Dimensions (LxLxH en mm)
SL 7131.00.00	1160 x 575 x 1240
SL 7117.00.01	1300 x 700 x 1240
SL 7134.00.01	1400 x 850 x 1240
SL 7106.00.00	1740 x 680 x 1240
SL 7116.00.01	1000 x 700 x 1270
SL 7118.00.01	1680 x 880 x 1240
SL 7119.00.01	1395 x 640 x 1240

Numéro d'article	Dimensions (LxLxH en mm)
SL 7120.00.01	1400 x 800 x 1240
SL 7121.00.01	1290 x 640 x 1240
SL 7123.00.01	1240 x 730 x 1240
SL 7142.00.01	1385 x 630 x 1240
SL 7149.00.01	1500 x 700 x 1240
SL 7141.00.01	1395 x 680 x 1240
SL 7136.00.01	1500 x 850 x 1240

## Nos modèles standard HAG-SSLF

Numéro d'article	Plateau de table / table de travail	Dimensions (LxLxH en mm)	Hauteur intérieure en mm
SL 7205.00.00	plateau de table optionnel	2320 x 1600 x 2274	1700
SL 7207.00.00	sur 2 tables de travail	1930 x 1880 x 2473	1906
SL 7209.00.00	sur 1 table de travail	1930 x 998 x 2473	1906
SL 7213.00.00	sur 2 tables de travail	2200 x 1600 x 2372	1800
SL 7214.00.00	sur 1 table de travail	2200 x 858 x 2372	1800
SL 7215.00.00	plateau de table optionnel	2250 x 1500 x 2300	1734
SL 7218.00.00	sur 2 tables de travail	1300 x 1600 x 2350	1800

- Nous offrons également des tables de travail sur mesure et dans les matériaux spécifiques
- Chaque hotte à flux laminaire peut être équipée d'un éclairage LED intégré
- En option avec un panneau de commande à TouchScreen avec mode jour/nuit programmable et visualisation d'état filtre
- Sonde de mesure du débit pour contrôler le flux d'air effectif
- Maintenance annuelle avec mesure de particules par nos techniciens sur demande



Eclairage LED intégré et sonde de mesure du débit

Notre site:



**Hagmann Tec SA**  
 Bohnackerweg 6  
 CH - 2545 Selzach  
 Phone +41 32 641 66 41  
[info@hagmann-tec.com](mailto:info@hagmann-tec.com) / [www.hagmann-tec.com](http://www.hagmann-tec.com)



Swiss Made

