

HAGMANN

précis • flexible • fiable




Infection Control

- Planification de projets
- Laveurs et désinfecteurs
- Stérilisateurs
- Retraitement des endoscopes
- Service, maintenance et validation



Planification du projet

Hagmann Tec SA propose des solutions intégrales pour votre stérilisation centrale.



Préparation de projects

Tout d'abord, nos responsables de vente rassemblent toutes les informations sur les besoins de votre branche professionnelle. Indépendamment de la taille de votre installation ou secteur d'activité, dès cette phase initiale, nous considérons toutes les variables pour en définir le projet.

Planification

Hagmann, en tant que votre partenaire, est responsable de la planification et de la conception de systèmes complets, en tenant compte des besoins de productivité de nos clients et des exigences du point de vue architectural.

Installation

Notre service d'assistance technique se charge de l'installation et de la mise en service des appareils, en garantissant la qualification de l'installation, le bon déroulement du processus et le fonctionnement des équipements.

Formation

Pour une performance optimale de l'installation, notre personnel propose un programme de formation et de conseil sur mesure. Hagmann offrons le soutien de nos spécialistes cliniques, du point de vue des utilisateurs.

Appui technique

Enfin, le service clients de Hagmann Tec SA est une équipe de service compétente et prête à résoudre des problèmes techniques immédiatement.

Laveurs et Désinfecteurs

La nouvelle génération de laveurs-désinfecteurs MATACHANA répond à la nécessité d'assurer des procédés d'une efficacité maximale avec des temps réduits, permettant ainsi d'augmenter la productivité des installations.

➔ Efficacité maximale — temps minimum



NOUVELLE GÉNÉRATION MAT LD

INNOVATING
HEALTHCARE

INNOVATION
FLÉXIBILITÉ
COMMODITÉ
EFFICIENCE
TECHNOLOGIE
CONNECTIVITÉ
SÉCURITÉ
DURABILITÉ



Installation sans espace entre machines

➔ GRANDE CAPACITÉ DE CHARGEMENT

jusqu'à 18 paniers DIN

➔ PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE

Programme standard de 45 minutes (LD1000 + LD500)

➔ FAIBLE CONSOMMATION D'EAU

25 litres / phase (LD1000)

15 litres / phase (LD500)

➔ FAIBLE NIVEAU SONORE

< 60 dBA

➔ TAILLE ULTRA-COMPACTE

Surface de seulement 820 x 940 mm (LD1000)

Surface de seulement 660 x 790 mm (LD500)

Stérilisateurs

Les stérilisateurs MATACHANA ont été conçus à partir des besoins réels en matière de stérilisation dans les hôpitaux actuels, qu'il s'agisse de stérilisations centrales ou de blocs opératoires, de centres de santé ou de services de stérilisations externalisés.



Stérilisateur à vapeur

- ▶ **GRANDE CAPACITÉ DE CHARGEMENT**
jusqu'à 18 paniers DIN
- ▶ **CHARIOTS DE TRANSPORT**
réglable en hauteur
- ▶ **SYSTÈME DE VIDE PAR EFFET VENTURI**
en option avec pompe à vide
- ▶ **SYSTÈME DE CHARGEMENT**
Easy-Charge-System

Stérilisateur à basse température par plasma

NEW
130HPO
INNOVATING
HEALTHCARE

INNOVATION
FLÉXIBILITÉ
COMMODITÉ
EFFICIENCE
TECHNOLOGIE
CONNECTIVITÉ
SÉCURITÉ
DURABILITÉ



Stérilisateur à basse température par peroxyde d'hydrogène et plasma

Retraitement des endoscopes

En tant que représentant exclusif de Steelco pour les produits de retraitement d'endoscopes, Hagmann Tec SA est votre partenaire pour offrir une solution complète.





L'entreprise

Hagmann Tec SA est une société anonyme familiale fondée en 1982. Notre personnel compte actuellement environ 55 personnes.

Hagmann est certifiée ISO 13485 : 2016. Ce système nous incite à constamment nous améliorer et nous adapter aux dernières normes.

Services

Pour Hagmann, il est primordial de fournir un service de conseils à nos clients. Notre objectif est de pouvoir réagir rapidement et efficacement aux besoins de nos clients.

Le service de conseils rapide et complet fourni par nos spécialistes ainsi que notre personnel à la fois hautement qualifié et motivé vous garantit une excellente efficacité et performance des produits Hagmann.

Hagmann Tec SA continuera d'offrir et d'effectuer le service, les réparations avec des pièces d'échange d'origine et la maintenance de toutes les machines de



Notre site:



Hagmann Tec SA

Bohnackerweg 6 / CH—2545 Selzach

Phone +41 32 641 66 41 / Fax +41 32 641 66 40

info@hagmann-tec.com / www.hagmann-tec.com



Swiss Made